



پایش برتر
توازن

دامنه کاربرد صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون توازن

آزمایشگاه ابعاد		
تجهیزات اندازه گیری	گستره اندازه گیری	دقت اندازه گیری
کولیس داخل سنج	up to 100 mm 100 to 300 mm	$(0.08 + 0.025 L_{(mm)}) \mu m$ $(0.25 + 0.02 L_{(mm)}) \mu m$
کولیس خارج سنج	up to 100 mm 100 to 300 mm	$(0.1 + 0.025 L_{(mm)}) \mu m$ $(0.22 + 0.02 L_{(mm)}) \mu m$
کولیس ارتفاع سنج	up to 100 mm 100 to 300 mm	$(0.08 + 0.025 L_{(mm)}) \mu m$ $(0.2 + 0.02 L_{(mm)}) \mu m$
کولیس عمق سنج	up to 100 mm 100 to 300 mm	$(0.08 + 0.025 L_{(mm)}) \mu m$ $(0.2 + 0.02 L_{(mm)}) \mu m$
میکرومتر خارج سنج	up to 100 mm 100 to 300 mm	$(0.1 + 0.025 L_{(mm)}) \mu m$ $(0.2 + 0.02 L_{(mm)}) \mu m$
میکرومتر داخل سنج	up to 100 mm 100 to 300 mm	$(0.15 + 0.025 L_{(mm)}) \mu m$ $(0.25 + 0.02 L_{(mm)}) \mu m$
میکرومتر عمق سنج	up to 100 mm 100 to 300 mm	$(0.1 + 0.025 L_{(mm)}) \mu m$ $(0.2 + 0.02 L_{(mm)}) \mu m$
ساعت اندازه گیری	up to 25 mm	$(0.1 + 0.01 L_{(mm)}) \mu m$
نقاله زاویه سنجی	up to 360°	8"
خط کش	up to 500 mm	$(8 + 0.02 L_{(mm)}) \mu m$
متر نواری	up to 5000 mm	$(12 + 0.02 L_{(mm)}) \mu m$



(011) 44440715
(021) 88593426



info@tavazonlab.com
www.tavazonlab.com



آزمایشگاه: آمل-کیلومتر ۳ جاده هراز-مرکز کارآفرینی دانشگاه شمال- شرکت پایش برتر توازن-کدپستی: ۴۶۱۶۱۰۰۴۰
دفتر تهران: خیابان سپید قرنی-پلاک ۱۱۳-طبقه ششم-کدپستی: ۱۵۸۳۷۳۳۱۲۰